





MYOClean™

MYOCLEAN™ ist die offizielle desinfizierende Reinigungstablette für MRC-Geräte (TRAINER System™, MYOBRACE®, und TMJ System™).

MYOCLEAN™ Desinfektionstabletten halten die Geräte hygienisch sauber, entfernen Rückstände und hinterlassen einen frischen Minzgeschmack. **MYOCLEAN™** kann außer für die MRC-Geräte auch zur Reinigung aller anderen herausnehmbaren Geräte verwendet werden.

MYOCLEAN™ ist in den Packungseinheiten mit 12 und 24 Tabletten erhältlich, welche einzeln vakuumverpackt sind um Ihre desinfizierende Eigenschaft zu gewährleisten. Jede Packung enthält eine Gebrauchsanweisung in Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Finnisch, Russisch, Englisch, Italienisch, Deutsch und Niederländisch.

Wir empfehlen die MRC-Geräte mindestens zwei Mal pro Woche mit den **MYOCLEAN™** zu reinigen.

Die **MYOCLEAN™** Desinfektionstabletten werden exklusiv an Praxen geliefert. Dies hat zur Folge, dass der Spezialist aufpassen kann ob der Patient tatsächlich dem Auftrag zur Reinigung des Trainer, Myobrace oder TMJ Gerätes Folge leistet. Der aktive Bestandteil der **MYOCLEAN™** ist Kalium-Caraoat-Tripelsalz 35%.

Der Gebrauch ist einfach:

- Lösen Sie eine Tablette in einem Glas lauwarmen Wasser auf.
- Legen Sie das Gerät komplett hinein und lassen es für mind. 15 Minuten in der Lösung (falls notwendig kann das Gerät auch über Nacht darin verbleiben).
- Nehmen Sie das Gerät heraus und spülen es unter fließendem Wasser ab. Trocknen Sie das Gerät anschließend.



**MYOFUNCTIONAL
RESEARCH CO.**

**INNOVATIVE DENTAL APPLIANCE
TECHNOLOGY AND EDUCATION**

AUSTRALIA – HEAD OFFICE: 44 Siganto Drive Helensvale QLD 4212
australia.hq@myoresearch.com Tel: 61 7 5573 5999 Fax: 61 7 5573 6333

EUROPE: Gompénstraat 21c 5145 RM Waalwijk The Netherlands
europe.hq@myoresearch.com Tel: 31 416 651 696 Fax: 31 416 652 745

USA: 9267 Charles Smith Avenue Rancho Cucamonga CA 91730
usa.hq@myoresearch.com Tel: 1 909 587 4940 Fax: 1 909 945 3332