

hydrogum[®] 5

A SAFE STABILITY !



Clinical
High Stability Alginate

Zhermack[®]
CLINICAL

hydrogum® 5

5 Tage Stabilität!

KLINISCHE ANWENDUNG

Das schnellabbindende, staubfreie Alginat ist für folgende zahnärztliche Anwendungen geeignet:

- Provisorien
- herausnehmbare Prothesen
- Situationsmodelle
- Gegenbissmodelle



EXKLUSIVE EIGENSCHAFTEN

Dank der exklusiven Rezeptur, garantiert **HYDROGUM 5**:

- höhere Dimensionsstabilität als bei den Mitbewerberprodukten
- Zuverlässigkeit bei Prothesen
- eine thixotrope Konsistenz
- hohe elastische Rückstellung



WALDFRUCHTAROMA

Das Waldfruchtaroma empfinden die Patienten als sehr angenehm



< 30



1 05



45

hydrogum® 5



VORTEILE DER 5

5 TAGE DIMENSIONSSTABIL:

HYDROGUM 5 erlaubt den Abdruck innerhalb von 5 Tagen auszugießen, und dennoch hochpräzise Modelle zu erhalten

5 SEKUNDEN, UM DAS WASSER ZU ABSORBIEREN:

die innovative Zusammensetzung von **HYDROGUM 5** erlaubt eine schnelle Absorbierung des Wassers und eine *homogene Mischung*

5 JAHRE ZHERMACK GARANTIE:

das innovative Verpackungssystem in kontrollierter Atmosphäre erlaubt die perfekte Beibehaltung der Charakteristiken des Alginates und eine Produktgarantie *shelf life von 5 Jahren*

TECHNISCHE DATEN

Anmischzeit	<30"
Verarbeitungszeit	1' 05"
Mundverweildauer	45"
Abbindezeit	1' 50"
Elastische Rückstellung	98%
Plastische Verformung	13%
Kompressionsfestigkeit	1,2 MPa
Wasserverlust nach 5 Tagen	0,5%

Die Aufbewahrung des Abdrucks innerhalb eines "long-life bags" erlaubt ein Ausgießen bei gleichbleibender Dimension nach einer Zeit von bis zu 5 Tagen